

# ARGUS

adjustable system

DIE FÜHRENDE LÖSUNG ZUR  
WIEDERHERSTELLUNG DER  
LEBENSQUALITÄT VON MÄNNERN



EIN INNOVATIVES  
EINSTELLBARES SYSTEM

ZWEI EFFEKTIVE ANSÄTZE  
ZUR BEHANDLUNG VON  
BELASTUNGSHARNINKONTINENZ  
BEI MÄNNERN

**Promedon**  
— People + Innovation

Eine **vielseitige Lösung**, anpassbar an Indikation, Patientenzustand und Behandlungsansatz – ob retropubisch oder transobturatorisch.




## Argus Adjustable System

- Bei einer Vielzahl verschiedener Formen von Inkontinenz anwendbar, für mittelschwere bis schwere Fälle.
- Für den retropubischen Ansatz entwickelt.



## Argus T Adjustable System

- Für leichte und mittelschwere Formen der Inkontinenz geeignet.
- Für den transobturatorischen Ansatz entwickelt.





## Argus Adjustable System

stellt eine seit 10 Jahren bewährte, **innovative und effektive Lösung** zur Behandlung von Belastungsharninkontinenz (SUI) nach einer Prostataktomie dar.

Dank zweier Alternativen lässt sich der beste Ansatz für die jeweilige Indikation und den jeweiligen Patientenzustand wählen.

## Vielseitigkeit

- **Argus** bietet mit seinen zwei Versionen ein komplettes, anwendungsfreundliches chirurgisches Kit, das sichere, reproduzierbare und minimal invasive Verfahren ermöglicht.
- Basierend auf den gleichen, über 10 Jahre bewährten Funktionsprinzipien und der Wirksamkeit des **einstellbaren Argus-Originalsystems** (vorgesehen für den retropubischen Ansatz), bietet **Argus T** die Möglichkeit des transobturatorischen Ansatzes
- Das chirurgische Verfahren zur Implantation beider Systeme ist schnell und einfach erlernbar.
- Es bedarf keiner Aktivierung oder Bedienung des Implantats durch den Patienten.

## Einstellbarkeit

- Als einziges am Markt erhältliches System kann Argus intra- und postoperativ präzise eingestellt werden (falls erforderlich).
- Das Fixationssystem mit seiner einzigartigen Kombination von belastbaren Silikon-Fixationsarmen und -Ringen bietet die notwendige Stabilität bei gleichzeitiger flexibler Einstellbarkeit.
- Die Einstellung der Spannung kann nach den Bedürfnissen und dem Zustand des Patienten vorgenommen werden.
- Die röntgensichtbaren Einstellringe bieten einen genauen Referenzpunkt für die zuverlässige Fixation als auch für postoperative Spannungseinstellungen.

## Wirksamkeit

- **Argus** und **Argus T** bieten eine präzise, reproduzierbare Methode zur Festlegung der minimalen Spannung die notwendig ist um die Kontinenz wiederherzustellen.<sup>1</sup>

## Klinische Evidenz

- Klinische Studien der vergangenen 10 Jahre zeigen eine Heilungsrate von bis zu 87,5 %.<sup>2-3-4-5</sup>


1- Rutkowski M., Hübner W.A. Landeskrankenhaus Korneuburg, Dept. of Urology, Korneuburg, Austria. Male sling adjustment: Can the retrograde leak point pressure help to reduce postoperative urethral lesions?. European Urology Supplements - February 2012 (Vol. 11, Issue 1, Page e291, DOI: 10.1016/S1569-9056(12)60288-7). 2- Hübner, W. A. et Al. Adjustable bulbourethral male sling: experience after 101 cases of moderate-to-severe male stress urinary incontinence. BJU Int. 2011 Mar;107(5):777-82. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09619.x. Epub 2010 Oct 21. 3- Romano SV. et Al.. Long-term results of a phase III multicentre trial of the adjustable male sling for treating urinary incontinence after prostatectomy: minimum 3 years. Actas Urol Esp. 2009 Mar;33(3):309-14. 4- Deirdre M. Bochove-Overgaauw, Bart Ph. Schrier. An Adjustable Sling for the Treatment of all degrees of male stress urinary incontinence: Retrospective evaluation of efficacy and complications after a minimal follow-up of 14 months. The Journal of Urology-April 2011 (Vol. 185, Issue 4, Pages 1363-1368, DOI: 10.1016/j.juro.2010.11.075). 5- Bauer R1, Rutkowski M2, Roosen A1, Pfau A2, Huebner W2. 1.Ludwig-Maximilian-University, 2. Clinic of Korneuburg, Dept. of Urology, Korneuburg, Austria. Efficacy and complications of the Argus T sling. 42nd Annual Meeting of ICS. Beijing, China. 2012. Abstract#782.

# Argus Adjustable System: Retropubischer Ansatz für die Inkontinenzbehandlung




## Bewährte Prinzipien und Wirksamkeit

- Speziell für den retropubischen Ansatz entwickeltes, einstellbares System.
- Für eine Vielzahl verschiedener Formen der männlichen Belastungsharninkontinenz geeignet, von mittelschweren bis schweren Fällen.
- Die Erfahrungen aus 10 Jahren bestätigen Argus als standardisiertes und reproduzierbares Verfahren.



## Das Argus Adjustable System beinhaltet:

- 1 Argus-Implantat + 2 Fixations-/Einstellringe (Unterlegscheiben / Washer).
- 2 Nadeln mit ergonomischen Griffen
- 2 Fixations-/Einstellringe (Unterlegscheiben / Washers).
- 2 Positionierringe (Washers).
- 1 Lineal (für die Einstellung anhand retrograder Urethraldruckmessung)



# Argus T Adjustable System: Transobturatorischer Ansatz für die Inkontinenzbehandlung



## Sicher und effizient:

- Speziell für den transobturatorischen Ansatz entwickelt.
- Einstellbares System für Patienten mit leichter bis mittelschwerer Inkontinenz.
- Geringere Invasivität des chirurgischen Verfahrens als beim retropubischen Ansatz. Minimiert das Risiko einer Blasenperforation.



## Weiterentwickeltes Design:

- Das filigrane Führungssystem wurde zur Vereinfachung der chirurgischen Schritte entwickelt. Die Nadelspitze mit Haken ermöglicht ein sicheres Einführen und eine sichere Platzierung der Fixationsarme.
- Durch den differentialen Durchmesser der Nadeln wird ein minimal invasives Verfahren bei maximaler Rotationskontrolle ermöglicht.
- Die Krümmung der Nadeln wurde speziell an die männliche Anatomie angepasst.



## Das Argus T Adjustable System umfasst:

- 1 Argus T-Implantat + 2 Fixations-/Einstellringe (Unterlegscheiben / Washer).
- 2 Nadeln mit ergonomischen Griffen für Rotationsbewegungen.
- 2 Fixations-/Einstellringe (Unterlegscheiben).
- 2 Positionierringe (Washers).
- 1 Lineal (für Einstellung anhand retrograder Urethraldruckmessung).





## BESTELLINFORMATIONEN

### ARGUS ADJUSTABLE SYSTEM

Bestellnummer: KIT-M-01b

- 1 Argus-Inkontinenzprodukt + 2 Einstellringe (Unterlegscheiben)
- 2 Nadeln mit Griffen
- 2 Einstellringe (Unterlegscheiben)
- 2 Ring-(Unterlegscheiben)-Positionierer
- 1 Lineal

### ARGUS T ADJUSTABLE SYSTEM

Bestellnummer: KIT-MT-01

- 1 Argus T-Inkontinenzprodukt + 2 Einstellringe (Unterlegscheiben)
- 2 Nadeln mit Griffen
- 2 Einstellringe (Unterlegscheiben)
- 2 Ring-(Unterlegscheiben)-Positionierer
- 1 Lineal

B-30-69(01)/21-Nov-14

